



Jernbanegade 27 · DK - 6000 Kolding
Tlf +45 75 10 24 10 · CVR DK33753489
info@enseyes.com · www.enseyes.com

MEGASOFT

Megasoft er en myk bandasjelinse

MEGASOFT

Megasoft er en myk bandasjelinse. På grunn av linsens størrelse på 20,5 mm, beskytter linsen mot eksterne påvirkninger i et stort område av det ytre øyet. Linsen kan bæres permanent i 4 uker.

LINSEN ANBEFALES BRUKT VED

- Alle indikasjoner på bandasjelinser
- Lukking av sår etter trabekulektomi
- Symblepharon
- Anormaliteter hvor stor diameter er en fordel

Megasoft linsen anbefaler vi spesielt til beskyttelse av øyet etter Glaukom operasjoner. Etter denne operasjonen sitter suturen så løst at det er plass til drenering av væsken for å redusere trykket i øyet. Ved heling av øyet gir Megasoft linsen en effektiv beskyttelse.

TEKNISK INFORMASJON

Radius (BC): 10,00 mm

Styrke (BVP): 0,00 D

Diameter: 20,50 mm

Materiale: Xylofilcon B

Vanninnhold: 76%

Center tykkelse (CT): 0,55 mm

Dk: 46



PROCORNEA
MED+



LINSEPLEIE

For å oppnå optimal komfort, bør det tilføres komfortdråper morgen og kveld og ved behov i løpet av dagen. Etter 4 uker skal linsen renses grundig og desinfiseres.

Det anbefales alltid å ha en ekstra linse slik at det ikke blir opphold i bruken når linsen renses. Hvis linsen ikke lenger kan renses og desinfiseres, skal linsen skiftes ut.