



Jernbanegade 27 · DK - 6000 Kolding
Tlf +45 75 10 24 10 · CVR DK33753489
info@enseyes.com · www.enseyes.com

MEGASOFT

Megasoft er en blød bandagelinse

MEGASOFT

Megasoft er en blød bandagelinse. Grundet linsens diameter på 20,5mm, beskytter linsen et stort område af det ydre øje mod udefrakommende faktorer. Linsen kan bæres permanent i 4 uger.

LINSEN ANBEFALES VED

- Alle indikationer på bandagelinser
- Lukning af sår efter trabekulektomi
- Symblepharon
- Anormaliteter hvor stor diameter er fordelagtig

Megasoft linsen er specielt anbefalet til beskyttelse af øjet efter Glaukom operationer. Efter denne operation laves suturen så løs, at der er plads til dræning af væsken for at reducere trykket i øjet. Under helingen, giver Megasoft en effektiv beskyttelse.

TEKNISK INFORMATION

Radius (BC): 10,00 mm

Styrke (BVP): 0,00 D

Diameter: 20,50 mm

Materiale: Xylofilcon B

Vandindhold: 76%

Center tykkelse (CT): 0,55 mm

Dk: 46



PROCORNEA
MED+



LINSEPLEJE

For at opnå den optimale komfort bør der tilsættes ukonserverede komfortdråber morgen og aften, og ved behov i løbet af dagen. Efter 4 uger skal linsen renses grundigt og desinficeres.

Det anbefales altid at have en ekstra linse, så der ikke er ophold i brug ved rensning af linsen. Hvis linsen ikke længere kan renses og desinficeres tilfredsstillende, skal linsen udskiftes.